

安裝熱像儀系統

1. 執行”Setup.exe”



2. 等待系統安裝




3. 若桌面未建立捷徑，再執行”link.bat”




熱像儀啟動與網頁功能介紹


1. 執行”Temperature.exe”




2. 等待系統啟動完成



3. 開啓瀏覽器，並輸入”localhost”




4. 允許瀏覽器取用攝影機(Logitech HD Webcam)




5. 預設溫度限制為”37.5”，溫度補償為”0

溫度限制	37.5	確定
溫度補償	0	確定

6. 點擊”清空資料庫”，手動刪除資料庫中的資料



7. 熱圖像中有準心會標示目前最高溫的位置



-
8. 如果熱像儀偵測到超過限制的溫度，網頁會發出提示聲，並且溫度紀錄會呈現粉紅色



-
9. 切換”發燒紀錄”即可瀏覽所有發燒紀錄

-
10. 點擊高溫的紀錄會顯示時間、溫度、照片



11. 手機掃描 QR Code 連結至手機版網頁(手機必須與電腦連接同一個網路)



網頁畫面

新北紅外線熱像儀跨校自製資訊電子化防疫工具

34.9°C

設定

溫度限制 37.5 確定

溫度補償 0 確定

清空資料庫

發燒紀錄	
17:50:03	34.94°C
17:50:02	34.92°C
17:50:01	34.73°C
17:50:00	35.09°C
17:49:59	35.26°C

Copyright © 2020 新北市立新北高工 & 樟樹國際實創高中
Version 2.0.1 2020/03/18